

Das ExCell® Bestrahlungsgerät übertrifft alles

Für eine extreme Präzision,
Wiederholbarkeit und Geschwindigkeit



Global führend in ganzheitlichen
Sterilisationslösungen

Die Vorteile des ExCell® Bestrahlungsgeräts



Entwickelt und hergestellt von Sterigenics®. Wir sind Ihre „Sicherheit vor Ort“, um Ihnen bei sicheren Innovationen zu helfen.

- Modernste, automatisierte Übertragung, Materialtransport und Prozesssteuerungssysteme.
 - Verarbeitung innerhalb von $\pm 10\%$ der gewählten Dosen für Produkte in Verpackungssystemen mit einer Größe 60x50x45 cm bei einer Produktdichte von bis zu ca. 0,20 g/cm³.
- Hinweis:** Produkte mit höherer Dichte können mit einer ähnlichen Einheitlichkeit bei einem geringeren Volumen bestrahlt werden.

ExCell® ist das Bestrahlungsgerät erster Wahl für eine Auswahl von Verwendungszwecken, einschließlich:

Medizinprodukte

- Verifizierungsdosisbestrahlungen zugunsten der Ermittlung und Auditierung der Sterilisationsdosis (8.2.3.c bzw. 12.1.1.b der ISO 11137-1).

Arzneimittel

- Bestrahlungen in verschiedenen Phasen des Produktentwicklungszyklus, einschließlich F&E-Proben, Chargen für klinische Studien und Stabilität und Routineprüfung, sofern gerechtfertigt.

Besondere Serviceangebote

Schnelle Produktumschlagszeiten

- Wenn die Zeitplanung wichtig ist, werden GammaSTAT™ Dienstleistungen auf 2 Ebenen bei einem 23-Stunden- und 48-Stundenservice angeboten.

Engagiertes Team an Fachkräften

- Beispiellooses Wissenskontingent zur Unterstützung unserer Kunden über den Zyklus der Produktentwicklung.

Umfassende Sterilisationslösungen

Wir beschäftigen mehr als 1.600 Ingenieure, Sicherheitsfachkräfte und Lösungsanbieter, deren Aufgabe es ist, Gefährdungen der Gesundheit des Menschen zu eliminieren. Dabei verfügen wir über eine globale Bandbreite sowie über 90 Jahre tiefgreifender Fachkompetenz in sämtlichen Bereichen der Gamma-, EO-, Elektronenstrahlen- und Röntgensterilisation. Unsere Geschäftstätigkeit umspannt 47 Standorte in 13 Ländern, wodurch sichergestellt wird, dass wir unseren Kunden „Sicherheit vor Ort“ liefern können.

Safeguarding Global Health™ – globale Gesundheit für jedes Produkt, das wir sterilisieren.

Die ExCell® Dienstleistung ist bei den Sterigenics-Einrichtungen in Charlotte, North Carolina, und Corona, Kalifornien erhältlich.

Kontaktieren Sie uns zu Beginn Ihres Projekts



Hauptsitz:
Oak Brook, Illinois, USA

Weitere Informationen:
+1 800 472 4508 | sterigenics.com

Corona, CA 951-340-0700 App. 208
Charlotte, NC 704-587-8902